

# Zoggs pianka triathlonowa damska Hypex Ultra FS



Symbol  
produktu

TTH-464095W

## DAMSKA PIANKA DO TRIATHLONU ZOGGS HYPEX ULTRA FS

Perfekcyjnie zaprojektowany kombinezon pływacki zapewniający pełną swobodę ruchów oraz zmniejszający opór wody. Model Hypex Ultra FS wykorzystuje konstrukcję paneli do zwiększenia stabilności neoprenu YAMAMOTO 40, co przekłada się na elastyczność pianki. Cienkie warstwy neoprenu o grubości 1,5 mm wokół ramion i tułowia zapewniają maksymalny zakres ruchu. Panele 3,5 mm zlokalizowane z przodu w górnej części korpusu utrzymują ciało wysoko w wodzie, zwiększając prędkość pływania. Technologia Core Compression zapewnia ciasne dopasowanie wokół tułowia i bioder, co ma znaczący wpływ na poprawę pozycji ciała. Funkcja Quick Transition Cuffs umożliwia szybkie zdjęcie pianki, co jest istotne w przypadku zawodów open water. W piance triathlonowej Zoggs Hypex Ultra FS wprowadzono innowacyjny system dopasowania długości mankietów, umożliwiający dostosowanie nogawek i ramion do pożądanej długości. System "zrób to sam" jest możliwy dzięki odpornemu na rozdarcia materiałowi. Przycięcie jest niezwykle proste, a przy zastosowaniu się do poniższej instrukcji, zapewni odpowiednią długość mankietów.

Opis



### Najważniejsze cechy:

- Elastyczna pianka triathlonowa zapewniająca odpowiednie dopasowanie.
- Konstrukcja HYPEX zapewnia wysoką elastyczność.
- Neopren YAMAMOTO 40 gwarantuje ciasne, ale wygodne dopasowanie.
- Struktura: 1,5 mm w ramionach i na bokach tułowia maksymalizuje wydajność oraz zapewnia nieograniczony ruch.
- Panele o grubości 3,5 mm na brzuchu i klatce piersiowej utrzymują ciało wysoko w wodzie, co ma znaczny wpływ na prędkość pływania.
- Compression Core pozwala na idealne dopasowanie w tułowiu i biodrach, tym samym poprawiając pozycję ciała.
- Wygodny i trwały zamek błyskawiczny YKK.
- Miękki, rozciągliwy materiał na kostkach umożliwia szybkie i łatwe ściąganie pianki.
- Możliwość samodzielnego dostosowania długości mankietów.
- Trwały, niestrzępiący się neopren.
- Całość zapakowana w estetyczny karton, zabezpieczający piankę w transporcie.

data wygenerowania karty: 06.06.2026